

# CULTURA<sup>®</sup>M



CULTURA<sup>®</sup>M

## Der CULTURA<sup>®</sup>M

Kleinwärmeschrank eignet sich für die Bebrütung von Abklatsch- oder Eintauchobjektträgern wie z.B. Uricult, Hygicult, Easicult, (alles Produkte der Orion Diagnostica, Finnland) oder gewöhnlichen Petrischalen zum Nachweis von Bakterien, Pilzen und Hefen.

Seit über 20 Jahren wird der CULTURA<sup>®</sup>M in den Bereichen Medizin- und Dental-Diagnostik, Lebensmittelbakteriologie und Hygienekontrolle, Kühl-, Schmier- und Industrieflüssigkeits-Monitoring sowie Trink-, Prozess- und Schwimmbadwasser-überwachung eingesetzt.

Der CULTURA<sup>®</sup>M ist bedienerfreundlich, erprobt, dauerhaft und zuverlässig.

## Technische Daten

- Handelsmarke: CULTURA<sup>®</sup>
- Artikelnummern: 70700 – 70709, 70711, 70713, 70714, 70700R – 70709R, 70711R, 70713R, 70714R
- Temperaturheizbereich: +25 °C bis +45 °C
- Temperaturkonstanz: +/- 1°C
- Spannung / Leistung  
220-240 V / 30 W / 0.2 A  
100-220 V / 30 W / 0.2 A  
12 V / 20 W / 0.2 A
- Frequenz: 50/60 Hz
- Schutzklasse: II
- Gehäuse: schwer entflammables PC & ABS
- Tür: PC transparent
- Thermometer: bis +60 °C (im speziellen Röhrchen)
- Einlageboden oder Multirack: ABS
- Garantie: zwei Jahre ab 1. Inbetriebnahme
- Aussenmasse: L x B x H: 310 x 168 x 155 mm
- Innenmasse: L x B x H: 220 x 150 mm x 120
- Gewicht: 1,1 kg