

CULTURA® M



CULTURA® M

Le mini-incubateur **CULTURA® M**

convient pour l'incubation par contact ou par trempage de lames, comme par ex. Uricult, Hygicult, Easicult (produits Orion Diagnostica, Finlande), et les boîtes Petri pour déceler les bactéries, moisissures et levures.

Depuis plus de 20 ans, le **CULTURA® M** est utilisé dans les domaines du diagnostic médical et dentaire, de la bactériologie alimentaire et des contrôles de l'hygiène, le contrôle du froid, des émulsions et liquides industriels, ainsi que la surveillance de l'eau potable et de l'eau des piscines.

La manipulation du **CULTURA® M** est simple. Il a été éprouvé, il est durable et sûr.

Caractéristiques techniques

- Dénomination :
CULTURA®
- Numéro d'article :
70700 – 70709, 70711, 70713,
70714, 70700R – 70709R, 70711R,
70713R, 70714R
- Gamme de température :
de +25 °C à +45 °C
- Précision de température :
+/- 1°C
- Voltage / Consommation :
220-240 V / 30 W / 0.2 A
100-220 V / 30 W / 0.2 A
12 V / 20 W / 0.2 A
- Fréquence :
50/60 Hz
- Classe de sécurité :
II
- Boîtier :
PC & ABS difficilement inflammable
- Porte :
PC transparent
- Thermomètre :
jusqu'à +60 °C (dans un tube spécial)
- Plateau intercalaire :
ABS
- Garantie :
deux ans à partir de la date de l'achat
- Dimensions extérieures :
L x l x h : 310 x 168 x 155 mm
- Dimensions intérieures :
L x l x h : 220 x 150 mm x 120
- Poids :
1,1 kg